



Flexible Interdentalkeile

Packung 200 Stück Größe 2



Artikelnr.: 125216
Hersteller: Peridenta
Gewicht: 0.02 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 40 mm
Länge: 50 mm

€ 12,66

Zzgl. MwSt.

Packung 200 Keile Größe 2

Die flexiblen, anatomisch geformten und lichtdurchlässigen Interdentalkeile leiten das Polymerisationslicht von allen Seiten in den approximal-zervikalen Bereich. Für alle Füllungen mit lichthärtenden Composites. Ungleiche Stoffspannungen und Sprünge während der Aushärtungsphase werden im wesentlichen vermindert.