



RECIPROC® blue Papierspitzen

Sortiment 180 Stück (90x ISO 025, 60x ISO 040, 30x ISO 050)



Artikelnr.: 125423

Hersteller: VDW

Gewicht: 0.04 kg

Höhe: 21 mm

Breite: 54 mm

Länge: 135 mm

€ 20,47

Zzgl. MwSt.

Sortiment 180 Spitzen (90 x ISO 025, 60 x ISO 040, 30 x ISO 050)

Passend zum RECIPROC® blue NiTi-System. Stark saugfähige, vorsterilisierte *RECIPROC® blue Papierspitzen* für eine einfache Handhabung. Das RECIPROC® blue-System bietet entsprechend den Instrumentengrößen R25, R40 und R50 stark saugfähige, vorsterilisierte *RECIPROC® blue Papierspitzen*. Für eine einfache Handhabung sind jeweils vier Papierspitzen separat in Blisterzellen verpackt. Die sterilen Papierspitzen helfen, eine Rekontamination eines bereits gereinigten und desinfizierten Wurzelkanals zu verhindern. Längenmarkierungen bei 18, 20 und 22 mm unterstützen bei der Einhaltung der Arbeitslänge.