



## Kronentrenner C34L

Packung 5 Stück 2 x schwarz, FGL, Figur 139, 3,5 mm, ISO 012



Artikelnr.: 125554  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.008 kg  
Höhe: 6 mm  
Breite: 69 mm  
Länge: 81 mm

**€ 13,07**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 5 Kronentrenner 2 x schwarz, FGL, Figur 139, Kopflänge: 3,5 mm, ISO 012

- Kronentrennen
- Mit Wasserspray benutzen
- Drehzahl max. 160.000 U/min.