



Kronentrenner C4AK

Packung 5 Stück 2 x violett, FG L, Figur 139, 3,5 mm, ISO 012



Artikelnr.: 125558

Hersteller: Edenta

Gewicht: 0.008 kg

Höhe: 6 mm

Breite: 69 mm

Länge: 81 mm

€ 14,72

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Kronentrenner 2 x violett, FG lang, Figur 139, Kopflänge: 3,5 mm, ISO 012

Achtung: Für alle Metall-Legierungen, Titan und Verblendungen aus niedrigschmelzender Keramik und Composit.

- Kronentrennen
- Mit Wasserspray benutzen
- Drehzahl 120.000 - 160.000 U/min.