



## HM-Finierer TC135

Packung 5 Stück lange Spitze, rot, 8 Schneiden, FG, Figur 166, 9 mm, ISO 014



Artikelnr.: 125844  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.005 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 68 mm  
Länge: 80 mm

**€ 26,11**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 5 Finierer lange Spitze, rot, 8 Schneiden, FG, Figur 166, Kopflänge: 9 mm, ISO 014

Lange Spitze.

- rot - 8 Schneiden, gelb - 16 Schneiden, weiß - 30 Schneiden
- Füllungsbearbeitung, abgerundete Spitze nicht schneidend
- Drehzahl FG - 300.000 U/min.