



HM-Finierer TC283

Packung 5 Stück rot, 12 Schneiden, FG, Figur 288 Torpedo, 8 mm, ISO 014



Artikelnr.: 125848
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 68 mm
Länge: 80 mm

€ 29,53

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Finierer rot, 12 Schneiden, FG, Figur 288 Torpedo, Kopflänge: 8 mm, ISO 014

Torpedo.

- rot - 12 Schneiden

Torpedo konisch.

- rot - 12 Schneiden
- Kronenpräparation, Kieferchirurgie
- Drehzahl FG - 300.000 U/min., RA - 100.000 U/min.