



HM-Finierer TC30

Packung 5 Stück FG, Figur 010 umgekehrter Kegel, 1 mm, ISO 010



Artikelnr.: 125852
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 68 mm
Länge: 80 mm

€ 18,40

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Finierer FG, Figur 010 umgekehrter Kegel, Kopflänge: 1 mm, ISO 010

Umgekehrter Kegel.

- Kavitätenpräparation
- Drehzahl 300.000 U/min.