



HM-Finierer TC46

Packung 5 Stück rot, 12 Schneiden, FG, Figur 254 Flamme, 3,5 mm, ISO 012



Artikelnr.: 125869

Hersteller: Edenta

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 68 mm

Länge: 80 mm

€ 29,53

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Finierer rot, 12 Schneiden, FG, Figur 254 Flamme, Kopflänge: 3,5 mm, ISO 012

Flamme.

- rot - 12 Schneiden
- Füllungsbearbeitung
- Drehzahl FG - 300.000 U/min., RA - 100.000 U/min.