



HM-Finierer TC48L

Packung 5 Stück rot, 12 Schneiden, FG, Figur 249 Flamme lang, 8 mm, ISO 010



Artikelnr.: 125874
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 68 mm
Länge: 80 mm

€ 29,53

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Finierer rot, 12 Schneiden, FG, Figur 249 Flamme lang, Kopflänge: 8 mm, ISO 010

Flamme lang.

- rot - 12 Schneiden, gelb - 20 Schneiden, weiß - 30 Schneiden
- Füllungsbearbeitung, abgerundete Spitze nicht schneidend
- Drehzahl FG - 300.000 U/min.