



Diamantpolierer 9767

Packung 2 Stück grau fein, FG, Figur 243, 6,5 mm, ISO 030



Artikelnr.: 12595

Hersteller: Hager & Meisinger

Gewicht: 0.003 kg

€ 20,89

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Polierer grau fein, FG, Figur 243, Kopflänge: 6,5 mm, ISO 030

2-Stufen System. Diamantpolierer, speziell für harte, hochgefüllte Komposite der neuesten Generation.

- 1. Stufe - rosa - Glätten
- 2. Stufe - grau - Hochglanzpolitur
- Füllungsbearbeitung
- Drehzahl empf. 3.000 - 8.000 U/min., max. 20.000 U/min.