



## TOPDENT Flanellpolierrad



Artikelnr.: 126033  
Hersteller: Kentzler-Kaschner  
Gewicht: 0.038 kg  
Höhe: 13 mm  
Breite: 122 mm  
Länge: 190 mm

**€ 8,44**

Zzgl. MwSt.

---

**Stück** Polierrad Ø 100 mm, 4" x 30 Lagen

Polierschwabbel für den Poliermotor.

Mehrfach gesteppt. Zur Hochglanzpolitur aller Kunststoffe.