




Sani-Tip™ Spritzen Adapter

Kit S1



Artikelnr.: 126372
Hersteller: Dentsply Sirona
Gewicht: 0.035 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 70 mm
Länge: 100 mm

€ 54,15

Zzgl. MwSt.

Kit S1

A1 - ADEC Spritzen.

S1 - SIEMENS Sprayvit 4000/4000E/4000L Spritzen.

L3 - LUZZANI Minilight, Minimatic, Minimate Anthos A4 Spritzen.