



smartBite blackberry

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 12 Mischkanülen, Blackberry, violett



Artikelnr.: 126461
Hersteller: smartdent
Gewicht: 0.3 kg
Höhe: 115 mm
Breite: 54 mm
Länge: 130 mm

€ 21,70

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche Bissregistriermaterial, 12 Mischkanülen, Brombeere, violett

Mit Brombeer-Geschmack. Zur Herstellung von dauerhaft, mehrfach verwendbaren Bissregistrator. Das Material zeichnet sich durch seine gute Fräsbarkeit aufgrund der hohen Enthärte aus. Durch ein ausgeprägtes thixotropes Verhalten ist ein einfaches Applizieren durch automatische Sicherheitskartuschensysteme möglich. Die hohe Standfestigkeit verhindert ein Einfließen in die Interdentalräume und ermöglicht eine leichte Mundentnahme. Die erstellten Bissregistrate sind dauerhaft dimensionsstabil. Gesamtanbindezeit 1 Minute und 30 Sekunden. Enthärte Shore A85, Farbe violett.