



Diamanten 835

Packung 6 Stück Standard, FG, Figur 109 Zylinder kurz, 3 mm, ISO 009



Artikelnr.: 126471
Hersteller: INTENSIV SA
Gewicht: 0.008 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 35 mm
Länge: 36 mm

€ 26,64

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Diamanten Standard, FG, Figur 109 Zylinder kurz, Kopflänge: 3 mm, ISO 009

- schwarz (544) - supergrob - 150 µm / 125 µm*
- grün (534) - grob - 125 µm / 106 µm*
- farblos (524) - Standard - 106 µm / 60/80/90 µm*
- blau (524) - mittel - 80 µm
- braun (524) - mittel - 60 µm
- gold (514) - Golden Burs GB - 50 µm
- rot (514) - fein - 40 µm
- weiß (514) - fein - 25 µm
- gelb (504) - extra fein - 15 µm
- orange (494) - ultra fein - 8 µm
- Kavitätenpräparation, Kronenpräparation

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -größe vom Tabellenwert abweichen.