



Dimension™

Refill Packung 4 x 50 ml Doppelkartusche , 20 Mischkanülen gelb, Garant L Quick



Artikelnr.: 12650

Hersteller: Solventum Dental Solutions

Gewicht: 0.482 kg

Höhe: 93 mm

Breite: 102 mm

Länge: 126 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Refill Packung 4 x 50 ml Doppelkartusche Silikon, 20 Mischkanülen gelb, Garant L Quick

A-Silikon-Präzisionsabformmaterialien für die Doppelmischtechnik (feste und dünne Konsistenz) zum automatischen Anmischen und Dosieren im Pentamix™ System und im Garant™ Dispenser von 3M ESPE.

- Hydrophiles Vinyl Polysiloxan (normalabbindend) für den Abformlöffel
- Übertreffendes Anfließverhalten und hohe Zeichnungsschärfe im feuchten Milieu
- Ausreichende Verarbeitungszeit und Snap-Set artige Abbindung zur Vermeidung endogener Spannungen

- Kronen- und Brückenabformungen
- Inlay- und Onlayabformungen