



Monoart® Universal Absaugkanüle EVO

Packung 10 Stück blau, Ø 16 mm



Artikelnr.: 126624
Hersteller: Euronda
Gewicht: 0.088 kg
Höhe: 36 mm
Breite: 151 mm
Länge: 212 mm

€ 10,05

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Absaugkanülen blau, Ø 16 mm

Die *Monoart® Universal Absaugkanüle EVO* zeichnet sich durch ihre besondere Ergonomie aus. Damit lassen sich präzise haltungsschonende Absaugtechniken mit Patientenkontakt in der Zahnbehandlung anwenden. Mit einer Länge von 114 Millimetern ist die Kanüle etwas kürzer und eignet sich damit auch für einen Einsatz ohne Stuhlassistenz. Ein leichter Knick und eine schmalere Pelotte lässt Absaugstellen auch im Seitenzahnbereich gut erreichen. Die schlanke weich gerundete Form der Pelotte erhöht außerdem den Patientenkomfort.

Eurondas leiseste Absaugkanüle

Die Innenseiten der Absaugkanüle sind strömungsoptimiert ausgeformt und besonders glatt. Damit erzielt sie eine effektive Saugleistung und zählt zu den leisesten Kanülen am Markt. Für einen sicheren Halt bei der Behandlung sorgt die ausgedehnte Griffzone.

Die langlebige Absaugkanüle EVO kann vielfach bei 134° C im Autoklaven sterilisiert werden und ist dabei äußerst farbstabil.

Durchmesser Ansatz: 16 mm