



Neo Marmorit® Speed

Karton 25 k gelb



Artikelnr.: 126740

Hersteller: SILADENT

Gewicht: 0.5 kg

€ 59,89

Zzgl. MwSt.

Karton 25 k Gips gelb

Neo Marmorit® Speed Naturgips.

Der bewährte Modellhartgips mit kurzer Abbindezeit ist speziell für eilige Reparaturen entwickelt worden. *Neo Marmorit® Speed* erreicht nach einer kurzen Abbindephase rasch einen hohen Härtegrad sowie gute Kantenstabilität und ist bereits nach 15 Minuten entformbar.

Anwendungsempfehlung: Arbeitsmodelle, Gegenbissmodelle, Kunststofftechnik, Kunststoffprothetik, Reparaturen, Unterfütterungen, Erweiterungen, Situationsmodelle.