



Bisico® Bulk Fill

Packung 20 x 0,3 g Kapsel light



Artikelnr.: 126826
Hersteller: bisico
Gewicht: 0.051 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 68 mm
Länge: 72 mm

€ 78,93

Zzgl. MwSt.

Packung 20 x 0,3 g Kapsel Komposit light

Der Alleskönner mit perfekten Fließeigenschaften. *Bisico® Bulk Fill* ist unser neues fließfähiges Unterfüllungskomposit für zuverlässige direkte Restaurationen im Seitenzahnbereich mit exzellenten physikalischen Eigenschaften. Die gesamte Kavität kann in der Bulk-Fill-Technik in einer bis zu 4 mm dicken Schicht aufgefüllt werden. Das ist sowohl eine Arbeitserleichterung als auch eine Arbeitsbeschleunigung.