



## Repo-Core DC

Packung 25 ml Doppelkartusche A3, Zubehör

---



Artikelnr.: 127024  
Hersteller: bisico  
Gewicht: 0.149 kg  
Höhe: 55 mm  
Breite: 100 mm  
Länge: 125 mm

**€ 115,60**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 25 ml Doppelkartusche A3, 15 Mischer hellblau, 15 Intraoral Tips gelb

*Repo-Core DC* ist ein dualhärtendes, fließfähiges und röntgenopakes Kompositmaterial das für Stumpfaufbauten und zur Zementierung von Wurzelkanalstiften geeignet ist. Es ist in der 5 ml Minispritze oder als 25 ml Kartusche lieferbar. Die Applikation erfolgt blasenfrei direkt in die Kavität oder um den Wurzelkanalstift. *Repo-Core DC* hat eine kurze Aushärtezeit bei sehr geringer Wärmeentwicklung. Die dualhärtende Eigenschaft erlaubt dem behandelnden Zahnarzt Stumpfaufbauten auch in den Fällen vorzunehmen, in denen das Licht zur vollständigen Aushärtung nicht ausreicht oder die erforderliche Lichtausbeute nicht garantiert werden kann. Dank seiner hohen Endhärte lässt sich *Repo-Core DC* bearbeiten wie natürliches Dentin.