



## Tork Xpress Multifold Handtuch weiß weich advanc. 2lg Z-Falz Ktn 21x180

Karton 20 x 237 Stück 2-lagig, blau



Artikelnr.: 127331  
Hersteller: essity  
Gewicht: 9.195 kg  
Höhe: 233 mm  
Breite: 400 mm  
Länge: 600 mm

**€ 33,02**

*Zzgl. MwSt.*

**Karton** 20 x 237 Tücher 2-lagig, Multifold Z Falzung, 23,4 x 21,3 cm entfaltet, 7,8 x 23,4 cm gefaltet, blau

Tork Xpress® Multifold Handtücher decken grundlegende Bedürfnisse ab und bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. In Kombination mit den Tork Xpress® Spendern für Multifold Handtücher eignen sich die Handtücher für Waschräume mit mittlerer Besucherfrequenz. Sie finden auch auf begrenztem Raum Platz und bieten Ihren Gästen Komfort und Hygiene.

- Ein Handtuch mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, das die grundlegenden Ansprüche erfüllt
- Geringerer Verbrauch und mehr Hygiene durch Einzeltuchentnahme
- Blaue Handtücher eignen sich für kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln. Rückverfolgbarkeit erhöht die Sicherheit bei der Zubereitung von Speisen.