



## CanalPro Slotted-End Tips

Beutel 100 Stück 27 ga



Artikelnr.: 127534  
Hersteller: COLTENE  
Gewicht: 0.08 kg  
Höhe: 55 mm  
Breite: 96 mm  
Länge: 111 mm

**€ 27,75**

*Zzgl. MwSt.*

**Beutel 100 Tips 27 ga**

Ideal zum Spülen von Kanälen, Taschen und Fisteln. Slotted-end Tips haben eine seitliche Kerbe und sind nach vorne hin offen - zur sicheren Spülung.