



## Sterilisierbehälter

Set 15K Behälter mit Einmal-Papierfilter

---



Artikelnr.: 127662  
Hersteller: MELAG  
Gewicht: 0.001 kg  
Höhe: 55 mm  
Breite: 120 mm  
Länge: 180 mm

**€ 202,48**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Set 15K Behälter mit Einmal-Papierfilter**

*Sterilisierbehälter* - Normkonform, in verschiedenen Größen.

Die *Sterilisierbehälter* von MELAG bieten die kontaminationsgeschützte Lagerung von Sterilgut. Nach der erfolgreichen Sterilisation und Trocknung können die verpackten Instrumente bei staubgeschützter Lagerung nach DIN 58953, Teil 8 bis zu 6 Monate gelagert werden. Das Zusammenstellen von Sets ist eine große Zeitersparnis, wenn die Zusammenstellung der verwendeten Instrumente stets gleich ist. Die *Sterilisierbehälter* sind im Boden und Deckel gelocht und zum Schutz vor Kontamination mit Einmal-Papierfiltern ausgestattet, die bei jeder Sterilisation ausgewechselt werden.