

GC D-Light® Pro

Stück



Artikelnr.: 128054

Hersteller: GC

Gewicht: 1.172 kg

Höhe: 81 mm

Breite: 160 mm

Länge: 365 mm

€ 922,69

Zzgl. MwSt.

Stück Polymerisationslampe

Die leistungsstarke LED-Polymerisationslampe mit dualer Wellenlänge bietet neben drei Programmen ein elegantes, leichtes und schlankes Design. Die *D-Light® Pro* bietet nicht nur eine effiziente Lichthärtung, sondern hilft Ihnen, Bakterien sichtbar zu machen. Die *D-Light® Pro* ist autoklavierbar und sorgt damit für maximale Hygiene.