



Diamanten 863

Packung 5 Stück schwarz super grob, FG, Figur 250 Flamme, 10 mm, ISO 018



Artikelnr.: 12810
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.004 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 70 mm
Länge: 70 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten schwarz super grob, FG, Figur 250 Flamme, Kopflänge: 10 mm, ISO 018

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

- schwarzer Ring - supergrob - H = 544, grobes Vorschleifen - 151-213 µm
- grüner Ring - grob - G = 534, Vorschleifen - 107-181 µm
- blauer Ring - mittel 524 universelles Schleifen - 64-126 µm
- roter Ring - fein - F = 514 - Glätten - 27-76 µm
- gelber Ring - extra fein - C = 504, Vorfinieren - 10-36 µm
- Prophylaxe, Kronenpräparation, Tangentialpräparation
- Figur 256 - Stirn nicht diamantiert, zur Schonung des zervikalen Bereichs
- Drehzahl ISO 005-014 - 300.000 U/min., ISO 016 - 280.000 U/min.
- Drehzahl RA ISO 005-023 - 160.000 U/min.