



## Assistina TWIN Care Set

Set

---



Artikelnr.: 128122  
Hersteller: W&H  
Gewicht: 1.073 kg  
Höhe: 150 mm  
Breite: 126 mm  
Länge: 209 mm

**€ 99,35**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Set** 200 ml Activefluid, 200 ml W&H Service Oil F1, 1 HEPA Filter

Dank smarter Prozessüberwachung muss das *Assistina TWIN Care Set* erst nach rund 2.800 Instrumenten gewechselt werden. So pflegen Sie Ihre Instrumente nicht nur sicher und schnell, sondern auch noch kosteneffizienter denn je.