



Erkoplast-PLA

Packung 10 Stück PLA-R rosa, Ø 125 mm, 1,5 mm



Artikelnr.: 128326
Hersteller: ERKODENT
Gewicht: 0.5 kg

€ 12,44

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Tiefziehfolien PLA-R rosa, Ø 125 mm, 1,5 mm

Erkoplast PLA ersetzt die bisherige Erkoplast und Erkorit Typen (Polystyrole auf Erdölbasis). Grundlage für die *Erkoplast PLA* Typen ist die natürlich vorkommende Polymilchsäure. Als Rohstoff dient hauptsächlich Stärke z. B. aus Mais oder landwirtschaftlichen Abfallstoffen. *Erkoplast PLA* wird für die Herstellung von individuellen Abdrucklöffeln und Basisplatten (Bisschablonen) empfohlen. Bezüglich der physikalischen und verarbeitungstechnischen Eigenschaften übertreffen sie die bisherigen Materialien.