



## Meron Plus AC

Packung 50 Stück



Artikelnr.: 128466  
Hersteller: VOCCO  
Gewicht: 0.262 kg  
Höhe: 106 mm  
Breite: 134 mm  
Länge: 205 mm

**€ 120,56**

*Zzgl. MwSt.*

Packung 50 Kapseln

Kunststoffverstärkter Glasionomer Befestigungszement.

- Höhere Haftwerte im Vergleich zu konventionellen Glasionomer Befestigungszementen
- Exakter Randschluss
- Thixotrop: gutes Anfließverhalten ohne unerwünschtes Wegfließen
- Geringe Filmdicke
- Beständig gegenüber Feuchtigkeit und Säuren
- Einfache Überschussentfernung durch lange elastische Phase
- Selbstadhäsiv: sichere und schnelle Haftung
- Auch für hochfeste Zirkoniumdioxid-Keramiken geeignet