




## V-Posil X-Light Fast

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche



Artikelnr.: 128478  
Hersteller: VOCO  
Gewicht: 0.275 kg  
Höhe: 128 mm  
Breite: 64 mm  
Länge: 108 mm

**€ 45,41**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche Silikon**

Präzisionsabformmaterial (VPS).

- Sehr hydrophiles A-Silikon für höchste Präzision
- Lange Verarbeitungszeit bei gleichzeitig kurzer Mundverweildauer
- Hohe Reißfähigkeit und hohes Rückstellvermögen bieten Sicherheit bei bzw. nach der Entnahme
- Gute Hydrophilie selbst im abgebundenen Zustand macht das Ausgießen und damit die prothetische Versorgung perfekt