

VOCO Dynamic Dispenser

Stück 230 V



Artikelnr.: 128483

Hersteller: VOCO

Gewicht: 0.5 kg

€ 1.084,06

Zzgl. MwSt.

Stück Dispenser-Mischgerät 230 V

Dynamisches Mischgerät. Gerät zum automatischen Dosieren und Anmischen von VOCO Abformmaterialien in der 5:1 Kartusche. Homogenes dynamisches Durchmischen der Produktkomponenten für gleichbleibend hohe Materialqualität, blasenfreies dosieren, Füllstandsanzeige, 2 Vorschubgeschwindigkeiten, elektronische Restmengenerkennung.