



## Kugelstopfer nach Pich LS

Stück Ø0,9 mm +Ø 0,9 mm



Artikelnr.: 128517  
Hersteller: Carl Martin  
Gewicht: 0.028 kg  
Höhe: 15 mm  
Breite: 47 mm  
Länge: 230 mm

**€ 41,67**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Kugelstopfer Ø 0,9 mm + Ø 0,9 mm

Instrument zum Einbringen von Unterfüllungsmaterial aus Calciumhydroxid oder Glasionomeren. LiquidSteel.