



GC LiSi PressVest

Flasche 900 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 128840

Hersteller: GC

Gewicht: 0.196 kg

Höhe: 220 mm

Breite: 84 mm

Länge: 85 mm

€ 32,24

Zzgl. MwSt.

Flasche 900 ml Flüssigkeit

GC LiSi PressVest ist eine kohlenstofffreie, phosphatgebundene Einbettmasse für die Keramik-Pressetechnik, die eine einfachere, schnellere und sichere Bearbeitung garantiert. Eine Behandlung mit Flusssäure und das Strahlen mit Aluminiumoxid sind nicht länger notwendig, um die Reaktionsschicht zu entfernen.