



## els cem

Spritze 10 g



Artikelnr.: 12946  
Hersteller: Saremco  
Gewicht: 0.057 kg  
Höhe: 28 mm  
Breite: 117 mm  
Länge: 185 mm

**€ 123,74**

*Zzgl. MwSt.*

### Spritze 10 g

Licht- und autopolymerisierender, röntgenopaker Komposit- Befestigungszement zur definitiven Zementierung von Inlays, Onlays, Veneers, Kronen, Brücken, Wurzelstiften sowie Schrauben aus Komposit, Metall oder Keramik/Zirkonoxiden. *els cem* ist frei von TEGDMA, HEMA und BisGMA und somit insbesondere für Patienten und Anwender mit einer Sensibilität gegenüber diesen Stoffen geeignet.

- Optimales Mischverhältnis und punktgenaues Applizieren mit der Doppelmischspritze
- Systemergänzung zu Saremco *els duobond*