

TABEO-1/M/ZIRKON-100

Stück inkl. Zubehör



Artikelnr.: 129519
Hersteller: MIHM-VOGT
Gewicht: 0.5 kg

€ 5.200,00

Zzgl. MwSt.

Stück Sinterofen mit Netzanschlusskabel inklusive Sinterschale, Deckel für Sinterschale, Sinterperlen YTZ, Entnahmegabel T-1

Hochtemperaturofen bis 1.650 °C zum Sintern von Zirkonoxidkeramiken.

- Molybdändisilizid Heizelemente
- Brennraumvolumen 1 x Ø 100 / 30 mm
- Programmsteuerung: 4 Stufen/ 9 Programmplätze/ Sonderfunktionen
- Serviceprogramme: Temperaturkontrolle/Reinigung Heizkammer/Regeneration Heizelemente
- Thermoelement PtRh-Pt, Typ S
- Temperaturgenauigkeit bei 1.500 °C +/-3 °C
- Timerfunktion