



GERL.

Chirurgie Knochenfräser C255A

Packung 3 Stück HP, Figur 597, 6 mm, ISO 012



Artikelnr.: 129593
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 71 mm
Länge: 80 mm

€ 45,27

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Fräser HP, Figur 597, Kopflänge: 6 mm, ISO 012

Für effektive, dünne Knochenschnitte. Durch die zylindrische Form und die Schwertschneide ist eine perfekte Instrumentenführung gewährleistet. In allen drei gängigen Schaftarten lieferbar.

- Kieferchirurgie
- Drehzahl HP - max. 40.000 U/min., opt. 20.000 U/min.
Drehzahl RA XL - max. 40.000 U/min., opt. 20.000 U/min.
Drehzahl FG XXL max. 100.000 U/min., opt. 60.000 U/min.