



Twist Polisher for Zirconia

Kit 6 Stück



Artikelnr.: 129622
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.001 kg

€ 197,14

Zzgl. MwSt.

Kit 1 Sinterdiamant (blau), 1 Schleifer (blau), 2 Polierscheiben (blau, beige), 2 Polierscheiben mit Lamellen (grün, rot), HP

Die MEISINGER Twist Polisher Kits for Zirconia Ceramics enthalten die von Greg Campbell DDS empfohlenen Instrumente für die einfache und effiziente Bearbeitung von Zirkonoxid. Das Labor-Set enthält einen keramischen Schleifer um Kontaktpunkte zu beschleifen, sowie einen langlebigen Sinterdiamanten für zusätzliche Definition der Okklusalfäche. Die flexiblen Twist Polisher erzeugen Hochglanz auf Ihren Zirkonrestaurationen und erhalten aufgrund des materialschonenden Designs die ursprüngliche Oberflächenstruktur.