



## MIRAJECT® FLEXI TIP

Packung 25 Einmalkanülen 27G

---



Artikelnr.: 129761  
Hersteller: Hager & Werken  
Gewicht: 0.07 kg  
Höhe: 10 mm  
Breite: 60 mm  
Länge: 100 mm

**€ 13,10**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung 25 Einmalkanülen 27G**

Applikations-Kanüle für Luer-Spritzen.

- Stumpfe, vorgebogene Kunststoff-Kanüle
- Sehr flexibel und formstabil
- Zur feinen Applikation bzw. Dosierung von dünnflüssigen Pasten und Flüssigkeiten
- Zum einmaligen Gebrauch