



VITA ENAMIC® multiColor for Cerec®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Packung 5 Stück multiColor f. Cerec/inLab., 4M2-HT, EMC-14



Artikelnr.: 129853
Hersteller: VITA
Gewicht: 0.078 kg
Höhe: 29 mm
Breite: 46 mm
Länge: 146 mm

€ 118,97

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Blöcke multiColor for Cerec/inLab., 4M2-HT, EMC-14

VITA ENAMIC multiColor ist ein multichromatischer CAD/CAM Rohling mit integriertem Farb- und Transluzenzverlauf für ästhetische Rekonstruktionen per Knopfdruck. Das hochmoderne Material mit einer einzigartigen dualen Netzwerkstruktur bietet zahlreiche klinische Vorteile.

Vorteile

- *Non-/minimalinvasiv* - Hybridkeramik ermöglicht präzise, non-/minimalinvasive Gestaltung – auch bei reduzierten Wandstärken
- *Schonend* - Kaukraft-absorbierende Materialeigenschaften sorgen für eine Schonung der Antagonisten
- *Zuverlässig* - Kantenstabile, passgenaue und sichere Rekonstruktionen durch die duale Netzwerkstruktur

Indikation

- Front- und Seitenzahnkronen auf Implantaten
- Front- und Seitenzahnkronen
- Veneers

Dies sind empfohlene Indikationen. Selbstverständlich ist i.d.R. das gesamte Spektrum an Einzelzahnversorgungen möglich. Details entnehmen Sie bitte den jeweiligen Gebrauchsanweisungen der Produkte.