



## Diamantpolierer 9744

Packung 2 Stück blau mittel, RA, Figur 030, 7,5 mm, ISO 060



Artikelnr.: 12993

Hersteller: Hager & Meisinger

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 70 mm

Länge: 72 mm

**€ 20,70**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 2 Polierer blau mittel, RA, Figur 030, Kopflänge: 7,5 mm, ISO 060

Mehrstufen System.

- 1. Stufe - schwarz - Vorpolitur
- 2. Stufe - grün - Vorpolitur
- 3. Stufe - blau - Politur
- 4. Stufe - rosa - Hochglanzpolitur
- 5. Stufe - gelb - Spiegelglanzpolitur
- Keramik, Prophylaxe, Füllungsbearbeitung
- Drehzahl empf. 7.000 - 12.000 U/min., max. 20.000 U/min.