



# GERL.

## Apply-Tips

Packung 100 Stück weiß, fein

---



Artikelnr.: 13006

Hersteller: Hager & Werken

Gewicht: 0.054 kg

Höhe: 35 mm

Breite: 35 mm

Länge: 97 mm

**€ 4,32**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 100 Tips weiß, fein

Zur punktgenauen Applikation von Flüssigkeiten und Pasten. Abknickbare Enden für schwer zugängliche Zonen. Sparsamer Umgang mit teuren Materialien (wie Bonding, Arzneimittel etc.). Säurefest gegen Bondings und andere Materialien. Hygienische Spenderpackung zur Einzelentnahme. In drei Größen erhältlich.