

## VisCalor Caps Warmer

Stück



Artikelnr.: 130105

Hersteller: VOCO

Gewicht: 1.015 kg

Höhe: 88 mm

Breite: 145 mm

Länge: 251 mm

**€ 458,29**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Temperiergerät

Temperiergerät zum Erwärmen von Composite Caps.

- Ermöglicht ein kurzfristiges Erwärmen von Composite Caps
- Der speziell gestaltete Aufsatz mit optimaler Umschließung von VOCO Composite Caps sichert ein homogenes Erwärmen
- Zur Erhöhung der Fließfähigkeit und Anpassung der Verarbeitungseigenschaften des Composites
- Gleichzeitiges Erwärmen von bis zu vier Einzelcaps – ideal auch für das Arbeiten mit mehreren Farben
- 3 Temperaturstufen zur Wahl – je nach klinischer Situation und gewünschter Konsistenz