



## OmniStar touchless

Komplettset OmniStar touchless inklusive Zubehör

---



Artikelnr.: 130112  
Hersteller: OMNIDENT  
Gewicht: 1.964 kg  
Höhe: 165 mm  
Breite: 210 mm  
Länge: 325 mm

**€ 90,00**

Zzgl. MwSt.

---

**Komplettset** OmniStar touchless, Gelpumpe für Seife und Gels, Sprühpumpe für Flüssigkeiten (bereits montiert), Tropfschale, Sichtblende, Montageplatte, Platzhalter für 500 ml Flaschen, Pumpenröhrchen für 500 ml Flaschen, Schlüssel, 4 D Zelle

Automatischer Sensorspender *OmniStar touchless*. Sprühstöße individuell einstellbar (grünes LED Licht: ein Sprühstoß, rotes LED Licht: zwei Sprühstöße). Die Maße ohne Tropfschale: (B x H x T) 104 x 312 x 190 mm. Maße mit Tropfschale: (B x H x T) 121 x 320 x 247 mm. Für Seife und flüssige Händedesinfektionen (z. B. Omnihand) in 500- oder 1.000 ml – Eurospenderflaschen. Material: Kunststoff mit transparenter Frontklappe.