



Apply-Tips

Packung 100 Stück grün, konisch



Artikelnr.: 13013
Hersteller: Hager & Werken
Gewicht: 0.053 kg
Höhe: 30 mm
Breite: 30 mm
Länge: 100 mm

€ 4,45

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Tips grün, konisch

Zur punktgenauen Applikation von Flüssigkeiten und Pasten. Abknickbare Enden für schwer zugängliche Zonen. Sparsamer Umgang mit teuren Materialien (wie Bonding, Arzneimittel etc.). Säurefest gegen Bondings und andere Materialien. Hygienische Spenderpackung zur Einzelentnahme. In drei Größen erhältlich.