



## Diamanten 890

Packung 5 Stück Standard, FG, Figur 245 Flamme, 3,5 mm, ISO 016

---



Artikelnr.: 130421  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.007 kg  
Höhe: 6 mm  
Breite: 23 mm  
Länge: 49 mm

**€ 8,33**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 5 Diamanten Standard, FG, Figur 245 Flamme, Kopflänge: 3,5 mm, ISO 016

Diamantinstrumente für präzise Arbeitsergebnisse. Für optimalen Materialabtrag und feine Oberflächengüte. Hohe Standzeiten und Schneidleistungen beim Bearbeiten und Separieren von Keramik, Verblendkunststoffen und Modellwerkstoffen durch optimal abgestimmte Diamantkörnungen und Instrumenteformen. Instrumente speziell auf die jeweiligen Werkstoffe und Arbeiten abgestimmt.

- 2 x schwarz (4) - extra grob
- schwarz (5) - supergrob
- grün (6) - grob
- ohne Ringmarkierung - Standard
- rot (8) - fein
- Modellgußtechnik, Kronen-/ Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik