



## K-Diamanten HP

Packung 3 Stück 2 x rot, HP, Figur 141 Zylinder rund, 7 mm, ISO 016

---



Artikelnr.: 130876  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.008 kg  
Höhe: 7 mm  
Breite: 70 mm  
Länge: 80 mm

**€ 18,30**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 3 Diamanten 2 x rot, HP, Figur 141 Zylinder rund, Kopflänge: 7 mm, ISO 016

Zur Bearbeitung von Zirkoniumdioxid, LithiumDisilikat und Verblendkeramiken. Hochfeste Glaskeramiken wie Lithium-Disilikat benötigen aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit speziell abgestimmte Bearbeitungsinstrumente. Das Verblendmaterial erfordert auch entsprechend abgestimmte rotierende Instrumente für die formgebende und strukturelle Gestaltung. Die Technologie der K-Diamanten erfüllt diese Anforderungen und garantiert damit auch die Langzeitstabilität der Vollkeramik.

- Verblend- und Keramiktechnik, Occlusalbearbeitung Keramik
- Drehzahl 40.000 U/min.