




Harvard MTA Retro (XR Fast OptiCaps®)

Packung 2 x 0,25 g



Artikelnr.: 131040
Hersteller: Harvard Dental International
Gewicht: 0.029 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 72 mm
Länge: 114 mm

€ 44,65

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 0,25 g Cap

Harvard MTA XR Fast OptiCaps (MTA-Retro) ist ein bioaktiver MTA-Zement für den retrograden Wurzelkanalverschluss.

- Feste Konsistenz
- Xtra Röntgenopak
- Schnell härtend
- Bindet auch in Feuchtigkeit ab
- Besonders geeignet für den retrograden Wurzelkanalverschluss
- Anmischzeit: 30 Sekunden
- Verarbeitungszeit: 120 Sekunden
- Nächster Behandlungsschritt: bereits nach 3 Minuten