



Dura-Green Dia FG FL3 Pa 3

Packung 3 Stück FL3, FG, 031



Artikelnr.: 131123
Hersteller: SHOFU
Gewicht: 0.031 kg
Höhe: 25 mm
Breite: 65 mm
Länge: 68 mm

€ 28,69

Zzgl. MwSt.



Packung 3 Schleifer FL3, FG, 031

Dura-Green DIA eignen sich zur Bearbeitung aller keramischen Oberflächen, feiner anatomischer Details oder sensibler marginaler Bereiche. Durch die diamantierte Feinstruktur bieten *Dura-Green DIA* im Vergleich zu Silizium-Karbid-Instrumenten ein homogeneres Schlibbild und erhöhte Standzeiten bei der Bearbeitung vollkeramischer und zirkonbasierter Restaurationen. Der vibrationsarme Lauf und die geringe Temperaturentwicklung geben ein angenehmes Schleifgefühl, ohne die Gefahr von Absplitterungen oder Mikrorissen. Dabei beeindrucken die Instrumente durch eine hohe Kantenstabilität und lange Standzeiten.

- Konturieren und Finieren indirekter Restaurationen aus Keramik, Zirkoniumdioxid, Lithiumdisilikat usw.
- Vollzirkon oder Zirkoniumdioxid, Lithiumdisilikat, Aluminiumoxid, Press- und Schichtkeramiken, Metalloberflächen