



# GERL.

## IPS e.max ZirCAD for CEREC/Inlab

Packung 3 Stück LT A3 B45



Artikelnr.: 131143

Hersteller: Ivoclar

Gewicht: 0.183 kg

Höhe: 28 mm

Breite: 88 mm

Länge: 128 mm

**€ 15,00**

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Blöcke LT A3 B45

IPS e.max® ZirCAD ist das vielseitige Zirkoniumoxid-System und steht für hohe Festigkeit und Bruchzähigkeit. Dank dieser Eigenschaften können Wandstärken deutlich reduziert werden. Das Ergebnis sind natürlich wirkende Restaurationen mit perfekter Balance zwischen geringer Wandstärke und optimaler Transluzenz. Zur Anwendung im CEREC/inLab System.