



VITA ADIVA® S-CEM

Spritze 5 ml A2 universal



Artikelnr.: 131170

Hersteller: VITA

Gewicht: 0.043 kg

Höhe: 20 mm

Breite: 100 mm

Länge: 100 mm

€ 106,02

Zzgl. MwSt.

Spritze 5 ml A2 universal

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE Das selbstadhäsive Befestigungssystem mit ideal abgestimmten Komponenten zur Konditionierung des Restaurationsmaterials.

Für die Befestigung aller indirekten Restaurationen aus Feldspat-, Glas- und Hybridkeramik, Zirkondioxid, Komposit sowie Metall geeignet.

Vorteile

- Vielfältige Restaurationswerkstoffe mit materialspezifisch abgestimmten Haftvermittlern verlässlich befestigen
- Dank des übersichtlichen Befestigungssets mit systematisch angeordneten und farblich gekennzeichneten Komponenten prozesssicher befestigen
- Mit dem handlichen, zweiteiligen Set im Normtrayformat alle Komponenten stets griffbereit zur Hand