



IPS e.max® CAD for PrograMill

Stück Impulse Gr. C14, O1



Artikelnr.: 131209
Hersteller: Ivoclar
Gewicht: 1.4 kg
Höhe: 30 mm
Breite: 127 mm
Länge: 128 mm

€ 209,00

Zzgl. MwSt.

Stück Block Impulse Größe C14, O1

IPS e.max® CAD ist die vielseitige und zuverlässige Lithium-Disilikat- Glaskeramik für die CAD/CAM-Anwendung in Labor und Praxis. Sie ist für Einzelzahnrestorationen und 3-gliedrige Brücken (Prämolarenbereich) indiziert. Ausdrucksstarke Ästhetik, sehr gute lichteptische Eigenschaften und die hohe Festigkeit (530 MPa*) bieten in Kombination mit der hohen klinischen Evidenz Sicherheit und die Möglichkeit, stabile und ästhetische Restorationen zu fertigen.