



IMS Farbkodierungsringe maxi

Packung 50 Stück, IMS-1283L , orange



Artikelnr.: 13142
Hersteller: Hu-Friedy
Gewicht: 0.02 kg
Höhe: 55 mm
Breite: 45 mm
Länge: 45 mm

€ 11,28

Zzgl. MwSt.



Packung 50 Kodierungsringe, IMS-1283L , orange

Farbkodierungsringe aus Silikon zum Identifizieren und Anordnen von Instrumenten. Die Ringe sind besonders geeignet, um die Instrumente in den Kassetten in der benötigten Reihenfolge aufzubewahren und um diese schnell für das gewünschte Verfahren identifizieren zu können.

- Für Griff 6,7 sowie chirurgische Instrumente